

# マグフィット® IP










マグフィットIP A1シリーズはアストラテックインプラントに適合する磁性アタッチメントです。

- ・ Micro Thread 4.0ST/4.5ST/5.0STのみへの適合となります。
- ・ 歯肉の厚さに合わせて3種類の長さがあります。
- ・ キーパはフィクスチャーとの嵌合部にテーパを付与し、ねじの緩みを低減しています。
- ・ 吸着面には、TiNコーティングによる磨耗対策を施しています。
- ・ アストラテック社製トルクレンチまたはJIS規格1.3mmの六角ドライバで締付けます。

## 仕様 Specifications

### 基本性能

キーパ	Ø4.7	Ø4.7	Ø4.7	キーパ	Ø4.7	Ø4.7	Ø4.7
	1.0 2.3		2.5 3.8		1.2 2.5		2.7 4.0
			4.0 5.3				4.2 5.5
	※ フィクスチャーから吸着面の頂点までの高さの表示について 左の数値 Micro Thread 4.0STに組付時 右の数値 Micro Thread 4.5ST/5.0ST組付時				※ フィクスチャーから吸着面の頂点までの高さの表示について 左の数値 Micro Thread 4.0STに組付時 右の数値 Micro Thread 4.5ST/5.0ST組付時		
磁石構造体				磁石構造体			
フラット 	AFDS	AFDM	AFDL	ドーム 	ADDS	ADDM	ADDL
吸引力	750 gf			吸引力	600 gf		
SX 	AFXS	AFXM	AFXL				
吸引力	550 gf						

医療機器承認番号 マグフィットIP : 22300BZX00080000

### インプラント適合品番

- ・アストラテックインプラント：  
Micro Thread 4.0ST/4.5ST/5.0ST  
(詳細についてはお問合せください)
- ※ オッセオスピード 3.5S、4.0Sには適合しません。

### 材質

- ・キーパ: AUM20  
但しキーパの表面は耐摩耗性を向上させるため  
TiNコーティングが施されています。

### 推奨締付けトルク

- ・25~30N・cm

### 工具

- ・アストラテックインプラント工具をご使用できます。